

NACZYNKA DO OSMOMETRU 800CL I 800CLG



Oryginalne naczynka pomiarowe OSMO-KRIO przeznaczone do Osmometru 800CL, 800 CLG, Krioskopu 800CL i 800CLG.

Naczynka są plastikowe, o pojemności 1,5 ml, przezroczyste.

Cechą charakterystyczną naczynek są zarodki krystalizacji nanoszone ręcznie na wysokości ok. 1/3 naczynka. Zarodki te podczas procesu pomiarowego, po zamieszaniu przez mieszadło Osmometru / Krioskopu, powodują zamarzanie próbki i gwarantują poprawność pomiaru.

Naczynka są sprzedawane w opakowaniach po 500 szt.

Wytwórca: TRIDENT MED. s.c.