

PULSOKSYMETRY medicalECONet

Pulsoksymetr medicalECONet Palmcare PRO

- 3" TFT kolorowy wyświetlacz LCD o wymiarach 240x400mm
- pomiar SpO2 i pulsu
- wyświetlane wyniki pomiarów pulsu, SpO2 i poziomy alarmów
- wyświetlana fala pletyzmograficzna SpO2 i bargraf pulsu
- indeks perfuzji (PI)
- alarm wizualny i akustyczny z ustawialnymi poziomami alarmów
- do 10 godzin ciągłej pracy
- 4 x baterie alkaliczne AA
- wygodna osłona z podstawką
- w zestawie wielorazowy czujnik dla dorosłych (opcjonalnie dostępne czujniki dla dzieci i niemowląt)

Zakres pomiarowy	Saturacja 0-100 % Puls 30-250 bpm Perfuzja 0.05-20 %	
Dokładność pomiaru saturacji	Dorośli / dzieci 70-100% ; +/- 2 cyfry 50-69% ; +/- 3 cyfry 0-49% ; niespecyfikowane	Niemowlęta 70-100% ; +/- 3 cyfry 50-69% ; +/- 4 cyfry 0-49% ; niespecyfikowane
Dokładność pomiaru pulsu	30-250 bpm ; +/- 3 cyfry	
Skala	1 bpm	
Stopień ochrony	IPX1	
Zasilanie	9 Vdc (max) ; 5A, 32 VAC / DC	
Środowisko pracy	temperatura magazynowania od -20 do + 70 stopni C temperatura pracy od 5 do 35 stopni C wysokość operacyjna 0-2.000 m	
Wymiary	waga 273 g szerokość 72mm x wysokość 154mm x grubość 26mm	



Pulsoksymetr ME5

- duży wyświetlacz LED
- do wyrzutowego pomiaru u pacjentów o wadze powyżej 25kg.
- wyposażenie podstawowe:
1 x pokrowiec nylonowy, 1 x opakowanie elastyczne, 2 x baterie AA, 1 x zawieszka na szyję



Pulsoksymetr ME10

Wydajny, cyfrowy, palcowy pulsoksymetr do pomiaru SpO2 z falą pletyzmograficzną do wyrzutowego pomiaru dla pacjentów o wadze powyżej 25kg.

- przełączalny wyświetlacz w 6 różnych pozycjach
- LCD kolorowy, cyfrowy wyświetlacz SpO2, indeks perfuzji, fala pletyzmograficzna
- Waga tylko 50g (z bateriami)
- Zakres pomiarowy SpO2: 45 – 100%; Puls: 20 – 300BPM
- funkcja alarmu
- wyposażenie podstawowe:
1 x pokrowiec nylonowy, 1 x zawieszka na szyję, 2 x AAA baterie i instrukcję obsługi
- L 60 x W 34 x H 30mm



PULSOKSYMETR MINDRAY PM-60

Pulsoksymetr Mindray PM-60 to miniaturowy, lekki przyrząd przeznaczony do prowadzenia ciągłego, jak i krótkiego monitorowania SpO2 oraz pulsu. Odpowiedni dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

Zasada działania:

Absorpcja światła czerwonego i podczerwonego

Czujniki:

Dostępne czujniki klips na palec dla dorosłych, dla dzieci, Y dla niemowląt.

Wyświetlacz:

2.4" kolorowy wyświetlacz LCD – wyświetla wartość zmierzoną SpO2 z falą pletyzmograficzną i pulsu. Możliwość regulacji intensywności podświetlenia wyświetlacza LCD (oszczędność baterii).

Alarmy:

Dostępne alarmy graficzne i dźwiękowe, z możliwością ustawienia granic pulsu i SpO2 na LCD.

Monitorowanie ciągłe:

Pamięć trendu monitorowania 96 godzin dla jednego pacjenta.

Pomiary pojedyncze:

Pamięć 4000 ustawień danych dla maksimum 99 pacjentów.

Dane:

Export danych pacjenta w czasie realnym do PC przy użyciu podczerwieni.

Zasilanie:

Możliwość wyboru zasilania: bateria litowo-jonowa lub AA alkaliczne, w zależności od potrzeb. Tryb oszczędzający baterii – dostępny tryb standby.



ZADZWOŃ DO NAS 22 828-71-00, 828-71-01 LUB WYŚLIJ ZAPYTANIE biuro@tridentmed.pl