

BIURO HANDLOWE :

00-357 Warszawa, Ul. Nowy Świat 60/13
tel. 22 828 71 01, fax 22 826 91 20
www.tridentmed.com.pl
e-mail: biuro@tridentmed.com.pl

NACZYNNKA OSMOMETRYCZNE



Oryginalne naczynka osmometryczno/krioskopowe - przeznaczone do Osmometru 800CL, 800 CLG, Krioskopu 800 CI i CLG.

Naczynka są plastikowe, o pojemności 1,5 ml, przezroczyste. Cechą charakterystyczną naczynek są – zarodki krystalizacji – nanoszone ręcznie na wysokości ok. 1/3 naczynka. Zarodki te podczas procesu pomiarowego, po zamieszaniu przez mieszadełko Osmometru, powodują zamrażanie próbki – gwarantują poprawność pomiaru.

Naczynka są pakowane w opakowaniach po 500 szt.

Producent : TRIDENT MED. s.c.